

## הנחיות לשליחת בדיקות מיוחדות

בדיקות מיוחדות ייבדקו לאחר חתימה על הסכם התקשרות בין הלקוח למעבדה המרכזית (באופן חד פעמי).  
כדי לקבל את ההסכם ניתן לפנות לטלפון: 04-6279735 או למייל: ravit@icba.co.il

### בדיקות לרכיבי חלב וסט"ס


- את הבדיקות המיוחדות (שלא במסגרת ביקורת חלב) יש לשלוח בבקבוקים של המעבדה המרכזית (כמו של ביקורת חלב) ובתוך קסטות, בליווי טופס "דף נתונים לבדיקות מיוחדות"
- את הקסטות עם הבקבוקים ושאר הציוד מזמינים במחלקת האריזה בטלפון: 04-6279736/7
- כאשר נשלחות דוגמאות בארגז עם ביקורת החלב, יש להפריד אותם מהביקורת בקסטות נפרדות ובצירוף הטופס לבדיקות מיוחדות (כנזכר למעלה בסעיף 1.2)
- יש לסדר את הקסטות עפ"י הסדר הבא:

החזק את הקסטה כאשר החורים נמצאים מאחורה.



← זהו הצד האחורי

הכנס את הבקבוק הראשון לבדיקה בצד שמאל של הקסטה ורשום בטוש מחיק (שאנחנו מספקים) את מספרו הסיזורי של הבקבוק הראשון והאחרון (לא של הפרה) לדוגמא:



נא לשלוח כ-  $\frac{3}{4}$  מנפח הבקבוק (לא למלא עד הסוף) ולהוסיף כדורית חומר משמר. לחכות 10 דקות עד להמסת הכדורית ולערבב (החלב צריך להיות צבוע כדי שהחומר המשמר יעבוד).

- ניתן לשלוח רק חלב תקין ( ללא גבן, דם או סימני דלקת עטין קלינית )

## חשוב מאוד

- יש לשמור העתק של רשימת הדגימות שנשלחו למעבדה משום שהתוצאות נשלחות על פי מספר סידורי של הבקבוקים ולא על פי מספרי פרות או כל סימון אחר.

## בדיקות לספירת חיידקים כללית

1. את הבדיקות יש לשלוח בבקבוקים של המעבדה המרכזית ובתוך קסטות, בליווי הטופס "דף נתונים לבדיקות מיוחדות"
2. אין להוסיף חומר משמר לדוגמאות
3. את הקסטות עם הבקבוקים מזמינים במחלקת האריזה בטלפון: 04-6279736 / 7
4. את הדגימות יש להוביל מהרפת למחלבה בתוך קרח.
5. התוצאות ימסרו בדואר אלקטרוני.